



ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

Virology Laboratory

ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

420/6 Ratchawithi Rd Bangkok 10400 Thailand Tel (66) 0-2354-9100-4 #2098 Fax (66) 0-2643-5583

แบบส่งตัวอย่างการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ โครงการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย.....HN.....Ward.....

Request by..... Tel..... Fax.....วันที่.....

รหัสการตรวจ	รายการตรวจ	วิธีตรวจ	ตัวอย่างส่งตรวจ	ราคา (บาท)	วันในการตรวจวิเคราะห์
<input type="checkbox"/> CMI033	IgM ต่อไซโตเมกะโลไวรัส (Cytomegalovirus; CMV)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	300	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI032	IgG ต่อไซโตเมกะโลไวรัส (Cytomegalovirus; CMV)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	300	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI010	IgM ต่อไวรัสคางทูม (Mumps virus)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	400	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI009	IgG ต่อไวรัสคางทูม (Mumps virus)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	400	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI008	IgM ต่อไวรัสหัด (Rubeola: Measles virus)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	400	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI007	IgG ต่อไวรัสหัด (Rubeola: Measles virus)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	400	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI006	IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella virus)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	400	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI005	IgG ต่อไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella virus)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	400	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI004	IgM ต่อไวรัสอีสุกอีใส (Varicella-zoster virus)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	400	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
<input type="checkbox"/> CMI003	IgG ต่อไวรัสอีสุกอีใส (Varicella-zoster virus)	ELISA	*Clotted blood 3 cc.	400	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)

การส่งตัวอย่างและข้อควรระวัง

ตัวอย่างตรวจต้องเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น เก็บที่อุณหภูมิ 2-8°C (กระติกน้ำแข็ง) ทันที จากนั้นรีบนำส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ทันที สามารถเก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ * ไม่ควรส่ง Clotted blood ที่ hemolyse หรือ มีไขมันปะปน (lipaemic)

**กรุณาส่งตัวอย่างก่อนเวลา 9.00 น. ของวันจันทร์และวันพฤหัสบดี

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการกรุณาติดต่อ

(1) ผศ.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิมงคล [Tel. 09-9261-9545] (2) อาจารย์เอกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ [Tel. 09-5649-6456] (3) นางสาวศิริพร เจตนาดี (4) นายณรินทร์ ทิพย์พรชัย

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา (10/34) ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์: 0-2306 9172, 0-2354 9100-19 ต่อ 2098, 1597, 1596 โทรสาร: 0-2643 5583